Chirurgisches Nahtmaterial
Surgical Sutures

SERASYNTH®

PDO POLYDIOXANON
POLYDIOXANONE



violett / monofil / resorbierbar
violet / monofilament / absorbable



Resorptionsprofil:	50 %	Reißkraft nach 28 - 42 Tagen
	0 %	Reißkraft nach 180 - 210 Tagen
Absorption profile:	*50 %*	*tensile strength after 28 - 42 days*
	0 %	*tensile strength after 180 - 210 days*

SERAG WIESSNER

SERASYNTH®




NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung *Needle*		Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
DR-9		7/0	0,5	1 x 0,70	24	9O05320A
DR-9 + DR-9		7/0 6/0	0,5 0,7	1 x 0,70 1 x 0,70	36 36	9P05320A 9P07320A
DR-12		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9O07321A 9O10321A
DR-15		5/0	1	1 x 0,70	24	9O103203
DR-17		3/0 3/0	2 2	1 x 0,30 1 x 0,40	12 12	9I20052A 9I20112A
	Schlingennaht · *Loop suture*					
DS-15		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9O103213 9O153213
DS-18		4/0 4/0 3/0 2/0	1,5 1,5 2 3	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,45	24 24 24 24	9O151314 9O153214 9O201314 9O301314
DS-25		4/0 3/0 2/0 0	1,5 2 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24 24	9O153215 9O203215 9O303215 9O353215
DSS-8		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9O07131Z
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9O07131S
DSS-13		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45	24 24	9O10131L 9O15131L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,45	24	9O10131T
DSS-18		4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,45	24 24 24	9O15131M 9O20131M 9O30131M



Nadelbezeichnung *Needle*		Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
DSS-24		2/0	3	1 x 0,45	24	9O30131N
DSS-30		3/0	2	1 x 0,70	24	9O20321P
GR-20 +GR-20		4/0 4/0	1,5 1,5	1 x 0,35 1 x 0,70	36 36	9P150629 9P153229
GR-20	 Endo-Naht · *Endo suture*	2/0	3	1 x 1,10	12	9Z305329
GR-65 +GR-65		0	3,5	1 x 0,70	12	9P353230
GS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	12	9O151333
GS-25	 Endo-Naht · *Endo suture*	0 1	3,5 4	1 x 1,10 1 x 1,10	12 12	9Z355334 9Z405334
GS-35	 Endo-Naht · *Endo suture*	0	3,5	1 x 1,10	12	9Z3553A8
HR-12		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,45 1 x 0,70	24 24	9O071338 9O103238
HR-17		5/0 4/0 3/0	1 1,5 2	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	9O103276 9O153276 9O203276
HR-17 +HR-17		4/0	1,5	1 x 0,70	36	9P15321C
HR-22		4/0 3/0 2/0	1,5 2 3	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	9O15322C 9O20322C 9O30322C
HR-22 + HR-22		4/0 3/0 3/0	1,5 2 2	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 1,20	36 12 12	9P15322C 9P20322C 9P20482C

SERASYNTH®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS


Nadelbezeichnung *Needle*		Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
HR-26		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9O153241
		3/0	2	1 x 0,70	24	9O203241
		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303241
		0	3,5	1 x 0,70	24	9O353241
		0	3,5	1 x 0,90	24	9O354441
HR-26 + HR-26		4/0	1,5	1 x 0,90	36	9P15443C
HR-30		3/0	2	1 x 0,70	24	9O203242
		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303242
HR-36		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303243
HRT-17		5/0	1	1 x 0,45	24	9O101356
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9O153256
		3/0	2	1 x 0,70	24	9O203256
HRT-26		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303257
HRT-35		0	3,5	1 x 0,70	24	9O353258
		2	5	1 x 0,90	24	9O504458
HRT-48		1	4	1 x 1,50	12	9I40512D

Schlingennaht · *Loop suture*

Nadelbezeichnung *Needle*		Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
HRX-13		0	3,5	1 x 0,70	24	9O35326H
HRX-17		3/0	2	1 x 0,45	24	9O20136M
		2/0	3	1 x 0,70	24	9O30326M
		0	3,5	1 x 0,70	24	9O35326M
HRX-22		3/0	2	1 x 0,70	24	9O203246
		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303246
		0	3,5	1 x 0,70	24	9O353246
HRX-27		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303247
		0	3,5	1 x 0,70	24	9O353247
		1	4	1 x 0,70	24	9O403247
HRX-36		0	3,5	1 x 0,70	24	9O353248
		1	4	1 x 0,70	24	9O403248
		1	4	1 x 0,90	24	9O404448
HRX-36	 Schlingennaht · *Loop suture*	1	4	1 x 1,50	36	9I405148
HRX-40		2/0	3	1 x 0,90	24	9O304449
		1	4	1 x 0,90	24	9O404449
HRX-40	 Schlingennaht · *Loop suture*	0	3,5	1 x 1,50	12	9I355149
		1	4	1 x 1,50	12	9I405149
HRX-48		0	3,5	1 x 0,90	24	9O354450
		1	4	1 x 0,90	24	9O404450
		2	5	1 x 0,90	24	9O504450


SERASYNTH®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung *Needle*		Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
HRX-48	 Schlingennaht · *Loop suture*	1	4	1 x 1,80	12	9I409G50
HS-12		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45	24 24	9O10133H 9O15133H
HS-18		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,45 1 x 0,45	24 24	9O10131K 9O15131K
HS-20		3/0	2	1 x 0,45	24	9O201362
HS-25		2/0 0	3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9O303263 9O353263
HS-36		0 1	3,5 4	1 x 0,90 1 x 0,90	24 24	9O354465 9O404465
HSM-8		4/0	1,5	1 x 0,45	24	9O151370

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAG-BINDER Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr
SERAG-BINDER with suture guiding tube



Stärke USP *Size USP*	Stärke metric *Size metric*	Fadenlänge/Meter *Length of suture/metre*	Abgabemenge/Stück *Units per box*	Bestell-Nummer violett *Code number violet*
2/0	3	1 x 0,50	12	9Z301700
0	3,5	1 x 0,50	12	9Z351700
1	4	1 x 0,50	12	9Z401700

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAG-WIESSNER KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

+ 49 9282 937-0
+ 49 9282 937-9369

Export Department:
+ 49 9282 937-230
+ 49 9282 937-9785

info@serag-wiessner.de
www.serag-wiessner.de

August 2011

Art. Nr. 801101