SC Latodis com SRL
Poiana Campina, jud. Prahova
Str. Centru nr.636,bl.21,parter
Tel/Fax (+40) 244 351 344
Tel. (+40) 744 511 725
E-mail: office@latodis-med.com

PD Metru digital, permite medicului oftalmolog masurarea precisa si rapida a distantei interpupilare. PD Metru binocular, masurare de la 45 la 82 mm, monocular masurare de la 22,5 la 41 mm. Pupilometru cu aliniere precisa a punctului de reflectare pe cornee, precizia contorului PD reglabila - 0,1, 0,2 sau 0,5.

PD Metru digital usor de utilizat, iluminare cu LED luminozitatea reglabila în trepte 0,5 ~ 5,0, timpul de oprire automat sau manual 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 si 3,0, reglarea intervalului de distanta de la 30 cm la ∞, lentila de +2,00D pentru citiri precise.



Main Technical Indexes

Range of Binocular PD 45-82MM	Range of Monocular PD 22.5-41MM
Absolute Value of Indicated Error ⩽0.5MM	Absolute Value of Asymmetrical Error ⩽0.5MM
Absolute Value of Rounding Error ⩽0.5MM	Distance of Testing Target 30CM~∞
Voltage DC3-3.7V	Dimension and Weight 230 x 170 x 620MM 0.7KG

Pupilometru destinat pentru utilizare in optometrie, oftalmologie, pentru profesionistii optometristi, opticieni sau medici oftalmologi in cadrul clinicilor medicale de oftalmologie sau centre de optica medicala.

SC Latodis com SRL
Poiana Campina, jud. Prahova
Str. Centru nr.636,bl.21,parter
Tel/Fax (+40) 244 351 344
Tel. (+40) 744 511 725
E-mail: office@latodis-med.com