# Panvisus
# Doublette

CON PIANALE MUNITO DI MECCANISMO PER IL CENTRAGGIO DEGLI STRUMENTI
WITH TABLE TOP EQUIPPED WITH MECHANISM FOR THE PERFECT CENTRING OF THE INSTRUMENTS



F.I.S.O.
Fabbrica Italiana Strumenti Oftalmici

# Panvisus Doublette

## CON PIANALE MUNITO DI MECCANISMO PER IL CENTRAGGIO DEGLI STRUMENTI
## WITH TABLE TOP EQUIPPED WITH MECHANISM FOR THE PERFECT CENTRING OF THE INSTRUMENTS



Pannello comandi per strumenti e poltrona.

Control panel for instruments and chair.




Braccio autobilanciato sistema F.I.S.O. regolabile per tutti i forotteri.

Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O., adjustable for all phoropters.



Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio.

Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope.



Meccanismo di rotazione per il perfetto centraggio degli strumenti.

Table top rotation mechanism for the perfect centring of the instruments.



Panvisus Doublette con poltrona Prima.

Panvisus Doublette with Prima chair.

PANVISUS DOUBLETTE è un riunito oftalmico studiato accuratamente per essere introdotto in una fascia di mercato che sino ad oggi non offriva niente di interessante per prestazioni e prezzo.

PANVISUS DOUBLETTE è costruito totalmente in acciaio e legno ed è dotato di tutti i particolari tecnici per garantire un lavoro razionale e privo di affaticamento.

PANVISUS DOUBLETTE può essere fornito con sei diversi modelli di poltrone.

The PANVISUS DOUBLETTE ophthalmic unit was designed precisely for the introduction into a market segment that, until now, has not offered an appealing solution, in terms of both features and price.

The PANVISUS DOUBLETTE is made entirely of steel and wood and is provided with all the technical details to allow specialists to work functionally and without fatigue.

The PANVISUS DOUBLETTE is available in six different models of chair.

**Caratteristiche e corredo standard:**

Pianale a delta munito di meccanismo per il centraggio degli strumenti • Poltrona mod. Prima ad elevazione elettrica • Alloggiamento antipolvere per oftalmoscopio e skiascopio • Lampada da illuminazione alogena • Porta proiettore • Trasformatore per alimentazione strumenti.

**Features and standard equipment:**

Delta table top equipped with mechanism for the perfect centring of the instruments • Prima chair with electrical height adjustment • Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope • Overhead lamp with halogen bulb • Chart projector support • Transformer for instruments power supply.

**Accessori opzionali:**

Braccio autobilanciato per forottero • Appoggiapiedi ribaltabile per poltrona mod. Prima • Telecomando a pedale per elevazione poltrona.

**Optional accessories:**

Counterbalanced phoropter arm • Tip-up foot rest for Prima chair • Foot switch control for chair up/down movement.



Poltrona Gloria

Gloria chair



Poltrona Liberty

Liberty chair



Poltrona Sonne

Sonne chair




Poltrona Alles

Alles chair



Poltrona Doctor

Doctor chair




F.I.S.O.

Via IV Novembre 118 - 21058 Solbiate Olona (VA) - Italy - Tel. +39 0331 640979 - Fax +39 0331 640988 - info.fiso@libero.it - www.fiso.info