ri-scope® ri-derma

Dermatoscopio



Hoy en día, el cáncer de piel es una afección frecuente que a menudo puede diagnosticarse y tratarse en una etapa temprana. El dermatoscopio **ri-derma** ofrece a médicos y especialistas un método fiable para la exploración dermatoscópica y la identificación temprana de melanomas malignos. La probada microscopía de epiluminiscencia permite diferenciar estructuras melanocíticas y no melanocíticas y posibilita la observación precisa de cambios en la pigmentación cutánea.

- Tecnología LED avanzada de 3,5 V con una vida útil de hasta 100.000 horas
- Aumento de 10x con lente acromática enfocable
- Dos placas de contacto amigables con la piel disponibles:
  - Con escala (0 – 10 mm) para medición precisa de lesiones pigmentadas
  - Sin escala
- Carcasa metálica estable con recubrimiento de cromo negro, a prueba de polvo
- Protección práctica para gafas
- Las bombillas se pueden reemplazar rápidamente en la base del cabezal del instrumento
- Acoplamiento tipo bayoneta para una fijación rápida y segura del cabezal al mango
- Todas las fuentes de energía se pueden combinar con la línea de alta calidad **Riester ri-scope®**
- Desarrollado y fabricado en Alemania

INFORMACIÓN DE PEDIDO

10577	Cabezal dermatoscopio **ri-scope® ri-derma**, LED 3,5 V
10577-301	Cabezal dermatoscopio **ri-scope® ri-derma**, LED 3,5 V con sistema antirrobo
3777	Dermatoscopio **ri-scope® ri-derma** LED 2,5 V con mango tipo C para 2 pilas alcalinas tipo C o **ri-accu®**
3777-550	Dermatoscopio **ri-scope® ri-derma** LED 3,5 V con mango tipo C para **ri-accu®** L

Accesorios

10925	Estuche para **ri-scope® ri-derma**, negro

906082 Rev. B 2026-05-22

Visite **riester.de** para más información

Rudolf Riester GmbH P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | 72417 Jungingen | Alemania
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70 | info@riester.de | www.riester.de