07465 ARTI REHAB

Fauteuil polyvalente pour la rééducation des membres supérieurs et inférieurs et pour exercices musculaires.
Le bras oscillant peut être utilisé des deux côtés.
La résistance est obtenue par l'application des 5 poids de 1 kg, fourni. L'ampleur du mouvement et le point d'application peuvent être réglée individuellement.
Le dossier de 90 ° peut être positionné horizontalement, par vérin à gaz avec fin de course mécanique, afin de permettre l'exercice du membre dans la position couchée. Les jambes peuvent être verrouillées par un système pratique réglable à rouleau rembourré, le pied avec sangle avec longueur réglable et fermeture à clip .

Dimensions: 71 x 83 x 125 h
Poids: 35 kg
Capacité maximale: 135 kg



Rééducation du membre supérieur

CE



L'ampleur du mouvement et le point d'application peuvent être réglée individuellement



La capacité maximale de travaille est de 9,5 kg



Hauteur bras réglable avec échelle de référence




Soutien contenant, réglable en hauteur



Dossier réglable, par vérin à gaz

SPECIFICATIONS TECHNIQUES



ACCESSOIRE



07466 **BRAS SUPPLEMENTAIRE**

Bras supplémentaire pour l'utilisation des deux jambes (gauche et droite).
Le système de fixation de la jambe permet de régler la hauteur en la position la plus confortable. Une sangle avec longueur réglable et fermeture à clip, assure le membre finale.
Equipé d'un ensemble de 9,5 kg.

EXEMPLES D'APPLICATION



Rééducation du genou en position couchée



Rééducation du membre inférieur

USAGE PRÉVU:
Cet dispositif est particulièrement adapté pour une utilisation dans les services ambulatoires, centres médicaux, centres de rééducation et les gymnases offrant des programmes complets de rééducation, pour reprendre le tonus musculaire des membres inférieurs.

Type de travail à faire - mode d'exécution
Le Arti Rehab peut être utilisé pour différents types d'exercices qui se distinguent en termes de contraction, pour atteindre al complete rééducation delle funzioni articolari e muscolari, de la fonction articulaire et musculaire compromises par lésions et traumatismes. Avec cet dispositif peut être fait un travail concentrique-excentrique ainsi qu'un isométrique.